



# Mikro-Instrumente von STILLE

Einzigartige Leistung, herausragende Präzision



# STILLE – handgefertigte Instrumente von höchster Qualität

**Die neue und erweiterte Produktlinie der Mikro-Instrumente von STILLE bietet ein breites Spektrum an Edelstahl- und NEUERDINGS auch Titan-Modellen. Unsere Instrumente gewährleisten Chirurgen das Fingerspitzengefühl, perfekte Ausbalancierung und Zuverlässigkeit, die sie für lange und komplizierte Eingriffe erwarten. STILLE schafft für Ihre Investition in Qualität einen zusätzlichen Mehrwert durch eine Garanzzeit von 30 Jahren.**

## Mikro-Scheren von STILLE

Zum Mikro-Scheren-Programm von STILLE gehören gerade und gebogene Modelle in unterschiedlichen Längen sowie Gefäßscheren mit verschiedenen Branchengrößen und Winkeln. Alle Modelle werden mit dem original STILLE SuperCut-Schliff für eine konstante Schneideleistung in Weichgewebe hergestellt.

Die Gelenkschraube ist so konzipiert, dass sie bei einer Wartung oder Reparatur entfernt werden kann und dadurch nach dem Service mit derselben Präzision und Zuverlässigkeit arbeitet, die von einem STILLE-Instrument zu erwarten ist.

## Mikro-Pinzetten von STILLE


Alle Mikro-Pinzetten von STILLE überzeugen durch dieselbe einzigartige Haptik und Balance wie Standard-Pinzetten von STILLE. Mit Detailgenauigkeit fertigen unsere qualifizierten schwedischen Handwerker Pinzetten, die eine perfekte Federspannung mit einer präzise ausgerichteten Pinzettenspitze kombinieren.

Unsere Pinzetten sind als Titan- oder Edelstahl-Version mit oder ohne Fadenplatte, 1x2 Zähnen, Ringspitze und als DeBakey-Version erhältlich sowie mit Edelstahlspitzen oder mit STILLE-Diamantbacken für ultimative Haltbarkeit.

## Mikro-Nadelhalter von STILLE

Die Mikro-Nadelhalter von STILLE halten feinste Wundnähte mit nur minimalem Fingerdruck des Chirurgen fest und sicher.

Alle Modelle verfügen über die STILLE-Diamantbacken, die schweren Nadelhalter sind darüber hinaus mit Hartmetallbacken ausgestattet. Sie sind in gerader oder gebogener Form, mit oder ohne Sperre und in verschiedenen Längen verfügbar. Durchsteckschluss für Nahtmaterial 7-0 und feiner; Schraubenschluss für Nahtmaterial 5-0 und feiner (schwere Modelle für 2-0 bis 4-0).





# Mikro-Instrumente von STILLE

Edelstahl



## STILLE SuperCut Mikro-Scheren

Runder Griff, original STILLE **SuperCut**-Branchen 14 mm.

Artikel-Code	Beschreibung		
117-A110-15	Scharfe Spitzen	Gerade	15 cm 6 in
117-A110-18	Scharfe Spitzen	Gerade	18 cm 7 in
117-A110-21	Scharfe Spitzen	Gerade	21 cm 8,25 in
117-A112-15	Stumpfe Spitzen	Gerade	15 cm 6 in
117-A112-18	Stumpfe Spitzen	Gerade	18 cm 7 in
117-A112-21	Stumpfe Spitzen	Gerade	21 cm 8,25 in
117-A111-15	Stumpfe Spitzen	Gebogen	15 cm 6 in
117-A111-18	Stumpfe Spitzen	Gebogen	18 cm 7 in
117-A111-21	Stumpfe Spitzen	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-A113-15	Scharfe Spitzen	Gebogen	15 cm 6 in
117-A113-18	Scharfe Spitzen	Gebogen	18 cm 7 in
117-A113-21	Scharfe Spitzen	Gebogen	21 cm 8,25 in



## STILLE SuperCut mikrovaskuläre Scheren

Runder Griff, original STILLE feine **SuperCut**-Branchen 11 mm.

Artikel-Code	Beschreibung	
117-A120-25	25° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A120-45	45° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A120-60	60° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A120-90	90° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A120-125	125° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A121-25	25° abgewinkelt	21 cm 8,25 in
117-A121-45	45° abgewinkelt	21 cm 8,25 in
117-A121-60	60° abgewinkelt	21 cm 8,25 in
117-A121-90	90° abgewinkelt	21 cm 8,25 in
117-A121-125	125° abgewinkelt	21 cm 8,25 in



## STILLE SuperCut mikrovaskuläre Scheren

Runder Griff, original STILLE extra feine **SuperCut**-Branchen 7,5 mm.

Artikel-Code	Beschreibung	
117-A125-25	25° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A125-45	45° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A125-60	60° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A125-90	90° abgewinkelt	18 cm 7 in
117-A125-125	125° abgewinkelt	18 cm 7 in



## STILLE Mikro-Pinzetten

Runder Griff, mit Fadenplatte, gerade oder gebogene Spitzen 0,4 mm.

Artikel-Code	Beschreibung	
117-B110-15	Gerade	15 cm 6 in
117-B110-18	Gerade	18 cm 7 in
117-B110-21	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B110-23	Gerade	23 cm 9 in
117-B111-15	Gebogen	15 cm 6 in
117-B111-18	Gebogen	18 cm 7 in
117-B111-21	Gebogen	21 cm 8,25 in



## STILLE Mikro-Pinzetten

Runder Griff, mit Fadenplatte, gerade oder gebogene Spitzen 0,4 mm.

Artikel-Code	Beschreibung		
117-B120-15	Diamantbacken	Gerade	15 cm 6 in
117-B120-18	Diamantbacken	Gerade	18 cm 7 in
117-B120-21	Diamantbacken	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B120-23	Diamantbacken	Gerade	23 cm 9 in
117-B121-15	Diamantbacken	Gebogen	15 cm 6 in
117-B121-18	Diamantbacken	Gebogen	18 cm 7 in
117-B121-21	Diamantbacken	Gebogen	21 cm 8,25 in



## STILLE Mikro-Pinzetten

Runder Griff, mit Fadenplatte, mit Gegengewicht, gerade oder gebogene Spitzen 0,4 mm.

Artikel-Code	Beschreibung		
117-B130-18	Diamantbacken	Gerade	18 cm 7 in
117-B130-21	Diamantbacken	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B130-23	Diamantbacken	Gerade	23 cm 9 in
117-B131-18	Diamantbacken	Gebogen	18 cm 7 in
117-B131-21	Diamantbacken	Gebogen	21 cm 8,25 in



## STILLE Mikro-Ring-Pinzetten

Runder Griff, mit feiner Ringspitze und Gegengewicht.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-B140-18	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade	18 cm 7 in
117-B140-21	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B140-23	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade	23 cm 9 in



## STILLE Mikro-Gewebe-Pinzetten

Runder Griff, mit feinen 1x2 Zähnen an 0,4 mm Spitzen.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-B150-15	Feine 1x2 Zähne	Gerade		15 cm 6 in
117-B150-18	Feine 1x2 Zähne	Gerade		18 cm 7 in
117-B150-21	Feine 1x2 Zähne	Gerade		21 cm 8,25 in



## STILLE DeBakey-Mikro-Pinzetten

Runder Griff, mit 1,2 mm feinen atraumatischen DeBakey-Spitzen.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-B160-18	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade		18 cm 7 in
117-B160-21	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade		21 cm 8,25 in



## STILLE DeBakey-Mikro-Pinzetten

Runder Griff, mit 1,2 mm feinen atraumatischen DeBakey-Spitzen, mit Gegengewicht.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-B165-18	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade		18 cm 7 in
117-B165-21	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade		21 cm 8,25 in





## STILLE Mikro-Nadelhalter

Runder Griff, fein, 0,8 mm Diamantbacken und **Durchsteckschluss** für Nahtmaterial der Stärke 7-0 und feiner. Mit und ohne Sperre.


Artikel-Code	Beschreibung			
117-C110-15	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	15 cm 6 in
117-C110-18	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C110-21	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C110-23	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C111-15	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	15 cm 6 in
117-C111-18	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C111-21	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C111-23	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	23 cm 9 in
117-C120-15	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	15 cm 6 in
117-C120-18	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C120-21	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C120-23	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C121-15	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	15 cm 6 in
117-C121-18	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C121-21	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C121-23	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	23 cm 9 in



## STILLE Mikro-Nadelhalter

Runder Griff, 1,2 mm Diamantbacken und **Schraubenschluss** für Nahtmaterial der Stärke 5-0 und feiner. Mit und ohne Sperre.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-C115-15	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	15 cm 6 in
117-C115-18	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C115-21	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C115-23	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C116-15	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	15 cm 6 in
117-C116-18	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C116-21	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C116-23	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	23 cm 9 in
117-C125-15	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	15 cm 6 in
117-C125-18	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C125-21	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C125-23	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C126-15	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	15 cm 6 in
117-C126-18	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C126-21	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C126-23	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	23 cm 9 in



## STILLE Micro-Nadelhalter

Runder Griff, schweres Modell für Nahtmaterial der Stärke 2-0 und feiner. Mit und ohne Sperre.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-C130-19	Hartmetallbacken	Ohne Sperre	Gerade	19 cm 7,5 in
117-C130-23	Hartmetallbacken	Ohne Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C130-25	Hartmetallbacken	Ohne Sperre	Gerade	25 cm 10 in
117-C140-19	Hartmetallbacken	Mit Sperre	Gerade	19 cm 7,5 in
117-C140-23	Hartmetallbacken	Mit Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C140-25	Hartmetallbacken	Mit Sperre	Gerade	25 cm 10 in





# Mikro-Instrumente von STILLE

Neu:  
Titan



## **Zur Produktlinie von STILLE gehören neuerdings auch hochwertige Pinzetten und Nadelhalter aus Titan.**

Titan ist ein nichtmagnetisches Metall, das dem Chirurgen eine leichtere und stärkere Instrumentenalternative bietet. Es minimiert die Frustration über magnetisierte Nadeln und ist sehr korrosionsresistent. Mit einem Instrument aus Titan investieren Sie langfristig in hervorragende Qualität.

Titan-Instrumente von Stille werden ausschließlich aus der hochwertigsten Legierung Ti6Al4V aus den USA hergestellt. Das Resultat ist eine verbesserte Haltbarkeit und eine bessere Bruchfestigkeit als bei anderen Titan-Legierungen.

Titan-Pinzetten und -Nadelhalter von STILLE sind durch die blaue Beschichtung des runden Handgriffs deutlich erkennbar. Alle Pinzetten (außer DeBakey-Modelle) und Nadelhalter sind mit der STILLE-Diamantbackenbeschichtung für eine verbesserte Langlebigkeit und einen optimalen Griff für feine Nähte ausgestattet.

## STILLE Mikropinzetten aus Titan

Runder Griff, mit Fadenplatte, gerade oder gebogen, Spitzen 0,4 mm.

Artikel-Code	Beschreibung		
117-B120-18-TI	Diamantbacken	Gerade	18 cm 7 in
117-B120-21-TI	Diamantbacken	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B120-23-TI	Diamantbacken	Gerade	23 cm 9 in
117-B120-25-TI	Diamantbacken	Gerade	25 cm 10 in
117-B121-18-TI	Diamantbacken	Gebogen	18 cm 7 in
117-B121-21-TI	Diamantbacken	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-B121-23-TI	Diamantbacken	Gebogen	23 cm 9 in
117-B121-25-TI	Diamantbacken	Gebogen	25 cm 10 in



## STILLE Mikropinzetten aus Titan

Runder Griff, mit Fadenplatte und Gegengewicht, gerade oder gebogen, Spitzen 0,4 mm.

Artikel-Code	Beschreibung		
117-B130-18-TI	Diamantbacken	Gerade	18 cm 7 in
117-B130-21-TI	Diamantbacken	Gerade	21 cm 8,25 in
117-B131-18-TI	Diamantbacken	Gebogen	18 cm 7 in
117-B131-21-TI	Diamantbacken	Gebogen	21 cm 8,25 in



## STILLE Mikro-Ring-Pinzetten aus Titan

Runder Griff, mit feinen Ringspitzen und Gegengewicht.


Artikel-Code	Beschreibung		
117-B140-18-TI	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade 18 cm 7 in
117-B140-21-TI	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade 21 cm 8,25 in
117-B140-23-TI	Diamantbacken	1,0x0,5 mm Ringspitzen	Gerade 23 cm 9 in



## STILLE DeBakey-Mikro-Pinzetten aus Titan

Runder Griff, mit 1,2 mm feinen atraumatischen DeBakey-Spitzen.


Artikel-Code	Beschreibung		
117-B160-18-TI	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade	18 cm 7 in
117-B160-21-TI	1,2 mm DeBakey-Spitzen	Gerade	21 cm 8,25 in



## STILLE Mikro-Nadelhalter aus Titan

Runder Griff, fein, 0,8 mm Diamantbacken und **Durchsteckschluss** für Nahtmaterial der Stärke 7-0 und feiner. Mit und ohne Sperre.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-C110-18-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C110-21-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C110-23-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C111-15-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	15 cm 6 in
117-C111-18-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C111-21-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C120-18-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C120-21-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C120-23-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C121-18-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C121-21-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C121-23-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	23 cm 9 in



## STILLE Mikro-Nadelhalter aus Titan

Runder Griff, 1,2 mm Diamantbacken und **Schraubenschluss** für Nahtmaterial der Stärke 5-0 und feiner. Mit und ohne Sperre.

Artikel-Code	Beschreibung			
117-C115-18-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C115-21-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C115-23-TI	Diamantbacken	Ohne Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C125-18-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	18 cm 7 in
117-C125-21-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	21 cm 8,25 in
117-C125-23-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gerade	23 cm 9 in
117-C126-18-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	18 cm 7 in
117-C126-21-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	21 cm 8,25 in
117-C126-23-TI	Diamantbacken	Mit Sperre	Gebogen	23 cm 9 in







## | Mikro-Instrumente von STILLE |

# Handwerkskunst in Perfektion

Die Herstellung von Qualitätsinstrumenten ist eine Kunstform – vom Instrumentenmacher bis hin zum fertigen Produkt. STILLE beherrscht jeden Arbeitsschritt des Prozesses.

Leidenschaft, Professionalität und Engagement zeichnen unsere Arbeit aus.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Chirurgen auf der ganzen Welt sind unsere Instrumente feineingestellt und bieten die Präzision, die Chirurgen dauerhaft von STILLE erwarten. Unsere Produkte sind speziell für alle chirurgischen Fachbereiche, inklusive der Plastischen Chirurgie, Herzchirurgie und Orthopädie konzipiert. Echte Handwerkskunst, herausragende Leistung und Top-Qualität sind die Alleinstellungsmerkmale, die Instrumente der Firma STILLE zur ersten Wahl bei Chirurgen auf der ganzen Welt machen.



Surgical Perfection

### **STILLE AB**

Ekbacken 11  
SE-644 30 Torshälla, Schweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
info@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)

### **STILLE Surgical Inc.**

915 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
USA  
Telefon: 1.800.6651614

### **Vertrieb:**

TapMed Medizintechnik  
Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen