



## Die superflexible Vakuum-Matte

### Die Lösung für sichere und stabile Lagerung

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matte, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt. Die Kugeln haben verschiedene Größen und bilden so eine besonders gut formbare Masse, sobald die Luft aus der Matte abgesaugt wird. Durch das individuelle Anpassen an den Patienten entsteht eine druckentlastende Vergrößerung der Auflagefläche.






VAC-PAC Form 31  
51631 | 90 x 98 cm

- sichere Lagerung
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- latexfrei
- nicht leitend
- röntgenstrahlendurchlässig

### Sicher | Einfach | Universell

- unkomplizierte und individuelle Lagerung im OP
- Sicherung des Patienten beim Transport
- Ruhigstellen von Frakturen

Artikel-Nr.	Maße (in cm)	Form
51611	41 x 30	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	
51640	193 x 76	

Wir sind für Sie da!



TapMed Medizintechnik Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen

**Telefon: 05606 53060-0**  
**Fax: 05606 53060-44**  
**E-Mail: [tiergesundheits@tapmed.de](mailto:tiergesundheits@tapmed.de)**

Absender (Stempel):

Abteilung: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/in: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

- ☐ Ich möchte **OLYMPIC VAC-PAC®** bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- ☐ Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- ☐ Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

**Wir beraten Sie gern!**



**Beate Nickolai**  
Tel. +49 (0) 5606 53060-0  
[beate.nickolai@tapmed.de](mailto:beate.nickolai@tapmed.de)



**Tanja Rosenberger**  
Tel. +49 (0) 5606 53060-0  
[tanja.rosenberger@tapmed.de](mailto:tanja.rosenberger@tapmed.de)

